

mesoderm



АППАРАТ

DERMAPEN P19

С ФУНКЦИЕЙ ПОДАЧИ
КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

ДЛЯ
ФРАКЦИОННОЙ
МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ
МЕЗОТЕРАПИИ

 **SMARTBUY**
профессиональная косметика · оборудование · мебель



АППАРАТ DERMAPEN P19

ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ С ФУНКЦИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ ПРЕПАРАТА
РЕШАЕТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЦА И ТЕЛА.

СКОРОСТЬ

- Скорость работы: **8000 - 10000** колебаний в минуту.
- **5 уровней** регулировки скорости с цветовым индикатором



ПОДАЧА ПРЕПАРАТА
ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ




НАСАДКИ

- Стерильные одноразовые насадки из медицинской стали с 12 иглами.
- **НАНО 5D** с микроиглами длиной 0,1 мм

ДЛИНА ИГЛ

- Изменяемая длина игл
**0,25 мм, 0,5 мм,
0,75 мм, 1,0 мм, 1,5 мм,
1,75 мм, 2,0 мм**



АККУМУЛЯТОР



Удобство работы
без
 сетевого шнура



Арт. 424215

Автоматическая подача игл на заданную глубину обеспечивает равномерную обработку.


DERMAPEN P19

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОЦЕДУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА **DERMAPEN P19** МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ НА ЛЮБОМ УЧАСТКЕ ЛИЦА И ТЕЛА, А ТАКЖЕ В ОБЛАСТИ СКАЛЬПА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ КАЖДОЙ ОБЛАСТИ.




МЕЛКИЕ И ГЛУБОКИЕ
МОРЩИНЫ



ГРАВИТАЦИОННЫЙ
ПТОЗ




ВОЗРАСТНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ



РУБЦЫ,
ШРАМЫ




ПЕРИОРБИТАЛЬНЫЕ
МОРЩИНЫ




АЛОПЕЦИЯ



ПОСТАКНЕ



СТРИИ



ТУСКЛАЯ КОЖА,
«УСТАЛОЕ» ЛИЦО



СНИЖЕННЫЙ
ТОНУС КОЖИ



ДРЯБЛОСТЬ
КОЖИ ТЕЛА





ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

DERMAPEN P19

ДЕЙСТВИЕ АППАРАТА


РЕАКЦИЯ КОЖИ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ: ИНДУКЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА




СТИМУЛЯЦИЯ
РЕГЕНЕРАЦИИ



СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА
КОЛЛАГЕНА И
ЭЛАСТИНА



ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ
СОСУДОВ




ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И УКРЕПЛЕНИЕ
КОЖИ

DERMAPEN P19


ДЕЙСТВИЕ АППАРАТА

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ


КРЕМ




ЛИПОСОМЫ



ИОНОФОРЕЗ



ФММТ



ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЕ МИКРОКАНАЛЫ:
УСИЛЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ В ДЕСЯТКИ РАЗ

DERMAPEN P19

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД			
	НАППАЖ	МИКРОНИДЛИНГ	ФММТ	ФММТ / DERMAPEN P19
ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПРЕПАРАТА	✓	✓	✓	✓
УДОБСТВО ОБРАБОТКИ ТРУДНОДОСТУПНЫХ ОБЛАСТЕЙ	✓	✓	✓	✓
МИНИМАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНЕННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ	✗	✓	✓	✓
МИКРОТРАВМА, СТИМУЛИРУЮЩАЯ РЕГЕНЕРАЦИЮ	✓	✓	✓	✓
МАКСИМАЛЬНО КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ	✗	✗	✓	✓
ИЗМЕНЯЕМАЯ ДЛИНА ИГЛЫ	✗	✗	✓	✓
РАВНОМЕРНАЯ ОБРАБОТКА ЗОНЫ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ГЛУБИНУ	✗	✗	✓	✓
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАБОТКИ НЕСКОЛЬКИХ ЗОН ОДНОЙ ИГЛОЙ/ НАСАДКОЙ	✗	✗	✓	✓
КОРОТКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД	✗	✓	✓	✓
МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК ОСЛОЖНЕНИЙ	✗	✗	✓	✓
ПОДАЧА КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ	✗	✗	✗	✓

DERMAPEN P19


ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА




КРАСНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ ПОВЫШАЕТ УСВОЕНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА, А ТАКЖЕ ПОДСВЕЧИВАЕТ ЗОНУ ОБРАБОТКИ.



НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ **НАНО 5D ИГЛ** ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ МИКРОПИГМЕНТИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ТОНА КОЖИ И **СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА БЕЗУПРЕЧНОГО МАКИЯЖА.**



5 СКОРОСТЕЙ = 5 ЦВЕТОВ КАЖДЫЙ УРОВЕНЬ СКОРОСТИ ПОДАЧИ ИГЛ ОТРАЖАЕТСЯ В ИЗМЕНЕНИИ ЦВЕТА ИНДИКАТОРА.




АППАРАТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДАЧУ КОСМЕТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕРЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КОКТЕЙЛЯ НА ЗОНУ ОБРАБОТКИ.

DERMAPEN P19

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ: ПРОЦЕДУРЫ МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ КЛИЕНТАМ С ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И ТОНКОЙ КОЖЕЙ.


ВЫГОДНО: ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ РАСХОДЕ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ И ВРЕМЕНИ НА ПРОЦЕДУРУ.



ПОДАЧА
КОСМЕТИЧЕСКОГО
СРЕДСТВА



ТОЧНОСТЬ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ



РАБОТА ОТ
АККУМУЛЯТОРА




НА ЛЮБОМ
УЧАСТКЕ ЛИЦА И
ТЕЛА




ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ



УДОБСТВО
РАБОТЫ



ИЗМЕНЯЕМАЯ
СОКРОСТЬ
И ДЛИНА ИГЛ




ВОЗМОЖНОСТЬ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОДАЧИ КОКТЕЙЛЯ

Арт. 424215

DERMAPEN P19

ВЫБОР ДЛИНЫ ИГЛ



НАСАДКИ К АППАРАТУ



НАСАДКА ДЛЯ DERMAPEN P19 12 ИГЛ ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ СТАЛИ

Имеет специальное отверстие для соединения со шлангом подачи препарата.

КОЛИЧЕСТВО ИГЛ: 12

ТОЛЩИНА ИГЛ: 0,25 мм

МАТЕРИАЛ ИГЛ – хирургическая сталь с алмазной заточкой.

Области применения: лицо, тело, волосистая часть головы



НАСАДКА ДЛЯ DERMAPEN P19 НАНО 5D

Имеет специальное отверстие для соединения со шлангом подачи сыворотки. Предназначена для вбивания в кожу косметических препаратов.

КОЛИЧЕСТВО ИГЛ: 70

ТОЛЩИНА ИГЛ: 0,2 мм

ДЛИНА ИГЛ: 0,1 мм

МАТЕРИАЛ ИГЛ – хирургическая сталь

Области применения: лицо, декольте, руки, волосистая часть головы



СОЕДИНЕНИЕ СО
ШЛАНГОМ ПОДАЧИ
КОСМЕТИЧЕСКОГО
СРЕДСТВА

DERMAPEN P19

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУР / ЛИЦО



ЛИФТИНГОВЫЙ ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Арт. 424114, 5 мл x 10 штук

ПОКАЗАНИЯ

- Дегидратация, шелушение, дискомфорт и мелкие морщинки, вызванные недостатком влаги.
- Бледный, тусклый и неровный цвет лица, пигментация.
- «Стрессовая, уставшая кожа» (при хронической усталости, жители мегаполисов, курильщики).
- Коррекция возрастных изменений (морщины, дряблость, снижение тургора, упругости кожи).
- Профилактика преждевременного старения.



ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ПРОТИВ МОРЩИН ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УПРУГОСТИ И ТОНУСА КОЖИ

Арт. 424113, 5 мл x 10 штук

ПОКАЗАНИЯ

- Коррекция возрастных изменений (морщины, дряблость, снижение тургора, упругости и эластичности, гравитационный птоз)
- «Стрессовая кожа» (при хронической усталости, жители мегаполисов, курильщики)
- Бледный, тусклый и неровный цвет лица
- Дегидратация, шелушение
- Профилактика преждевременного старения.



УКРЕПЛЯЮЩИЙ ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ С КОЭНЗИМОМ Q10


Арт. 424115, 5 мл x 10 штук

ПОКАЗАНИЯ

- Снижение тургора и тонуса кожи, дряблость
- Бледный, тусклый и неровный цвет лица, дегидратация.
- Коррекция возрастных изменений (морщины, атоничная кожа, снижение упругости кожи)
- Пигментации различного генеза.
- «Стрессовая кожа» (при хронической усталости, жители мегаполисов, курильщики).
- Профилактика преждевременного старения.

DERMAPEN P19

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУР / ТЕЛО



КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМОВ ТЕЛА С ПОДТЯГИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Арт. 424116, 5 мл x 10 штук

ПОКАЗАНИЯ

- Коррекция фигуры: уменьшение объемов тела
- Отечность, застойные явления
- Избыточные жировые отложения
- Неровный кожный рельеф
- Сниженный тонус и тургор кожи тела
- Избыточные жировые отложения в области подбородка




ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ПРОТИВ РАСТЯЖЕК И ДРЯБЛОСТИ С EGF ФАКТОРОМ

Арт. 424117, 5 мл x 10 штук

ПОКАЗАНИЯ

- Сниженный тонус и тургор кожи тела, дряблость
- Стрии различной локализации и генеза
- Дряблость и растяжки, возникшие в результате быстрого снижения веса
- Рубцы, шрамы на коже тела
- Возрастные изменения кожи тела

DERMAPEN P19



ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУР

ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ
МИКРОПИГМЕНТИРОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕЗОСЫВОРОТКА С
ЭФФЕКТОМ ВВ КРЕМА


- КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ РЕВИТАЛИЗАЦИИ КОЖИ ЛИЦА
- КОКТЕЙЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 2% И КОЛЛАГЕНОМ
- КОКТЕЙЛЬ АНТИ-ЭЙДЖ С DMAE И АРГИРЕЛИНОМ
- КОКТЕЙЛЬ ПОЛИРЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ + ГК 0,3 мг/мл
- КОКТЕЙЛЬ УКРЕПЛЯЮЩИЙ ПРОТИВ РАСТЯЖЕК И ДРЯБЛОСТИ

DERMAPEN P19

ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ УХОД



СТЕРИЛЬНО



ИНТЕНСИВНО РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

ПОКАЗАНИЯ

- После процедур мезотерапии и биоревитализации
- После процедур микроидлинга и ФММТ
- После микродермабразии и лазерной шлифовки
- После химического пилинга
- При повреждении кожи факторами внешней среды (солнце, холод, ветер)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стерильная маска из биоцеллюлозы, пропитанная активным раствором, каждая в отдельном саше.
- Для однократного применения.
- Быстрое успокаивающее и противоотечное действие
- Эффективна для любого типа кожи


АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Экстракт центеллы азиатской, бета глюкан, ацетил тетрапептид – 5, экстракт ромашки лекарственной.

424150PRO – упаковка 5 штук

DERMAPEN P19

ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ УХОД



424151PRO – упаковка 5 штук

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩАЯ БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

ПОКАЗАНИЯ

- После химического пилинга
- После процедур микроидлинга и ФММТ
- Постпилингвый поддерживающий уход в домашних условиях
- При повреждении кожи факторами внешней среды (солнце, холод, ветер)
- После процедур мезотерапии и биоревитализации

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стерильная маска из биоцеллюлозы, пропитанная активным раствором, каждая в отдельном саше.
- Для однократного применения.
- Увлажнение и поддержание гидробаланса, успокаивающее действие
- Эффективна для любого типа кожи

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Гиалуронат натрия, экстракт опунции, керамид NP, экстракт личи (сливы).

DERMAPEN P19

РЕЗУЛЬТАТЫ


СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС
ЗАМЕДЛЕНИЕ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ

УМЕНЬШЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА КОЖИ

УМЕНЬШЕНИЕ РУБЦОВЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ПОСТАКНЕ
СУЖЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР
ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА, ТУРГОРА
КОЖИ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ

КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ И ШРАМОВ



УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
ПОДТЯЖКА И ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ
ЛИФТИНГ

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА И ТОНА
КОЖИ.

ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ


УКРЕПЛЕНИЕ КОНТУРОВ ЛИЦА,
КОРРЕКЦИЯ ВТОРОГО ПОДБОРОДКА

КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ
ЖИРНОЙ КОЖИ
УМЕНЬШЕНИЕ
САЛООТДЕЛЕНИЯ

КОРРЕКЦИЯ СТРИЙ.
ПОДТЯЖКА И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ
ТЕЛА



Мы следуем за гениальными идеями, объединяя наш опыт за многие годы с технологиями сегодняшнего дня.



Испания,
Год основания: 2002
Площадь производства:
5 000 м²


О КОМПАНИИ MESODERM

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ ИСПАНСКОЙ КОМПАНИИ MESODERM ОБЪЕДИНИЛИ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ С ПРИНЦИПАМИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ОТОБРАННОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.


КАЧЕСТВО

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА ИСПОЛЬЗУЮТ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ СООТВЕТСТВУЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ GMP, ТРЕБОВАНИЯМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.



mesoderm



 **SMARTBUY**
профессиональная косметика • оборудование • мебель



МОСКВА 7 (495) 565-38-74, РЕГИОНЫ 8 (800) 775-82-76 (звонок бесплатный)



www.smartbuy.ru