

## МИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ТЕЛА BIOLIFT 677

с функцией ИК прогрева

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОНУСА МЫШЦ И КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ. В АППАРАТЕ 4 ПРОГРАММЫ, УСТАНОВКА И УПРАВЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ЖК-ДИСПЛЕЯ. ПОМИМО ПАРНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ, МИОСТИМУЛЯТОР **ОСНАЩЕН** СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ-КОВРИКОМ ДЛЯ ПРОЦЕДУР НА БОЛЬШИХ УЧАСТКАХ ТЕЛА. ВОЗМОЖНОСТЬ НЕЗАВИСИМОЙ РЕГУЛИРОВКИ КАЖДОГО КАНАЛА.

**ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ:** ЖИВОТ, СПИНА, БЕДРА, ГОЛЕНИ, ЯГОДИЦЫ, ГРУДЬ, РУКИ, ПЛЕЧИ, ШЕЯ.



1301322

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



### ЭМС

5 ПАР ЭЛЕКТРОДОВ С ФУНКЦИЕЙ ИК ПРОГРЕВА  
1 ЭЛЕКТРОД – КОВРИК ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БОЛЬШИЕ УЧАСТКИ  
РЕМНИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ



**ИК ПРОГРЕВ:** РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 60 ГРАДУСОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЛНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение AC 110V/220V/230V/240V  
Частота 50-60Hz, Мощность 350W  
Масса 6,5 кг  
Размеры 46x37x19 см  
10 электродов ЭМС ИК+ 10 ремней + 5 проводов  
1 большой электрод ЭМС ИК + 3 ремня фиксации

## 4 ПРОГРАММЫ

1. Для укрепления мышц, повышения тонуса и тургора кожи.
2. Программа тонизации, повышения эластичности мышц и наращивания мышечной массы.
3. Программа уменьшения объемов, коррекции избыточных жировых отложений и целлюлита.
4. Программа для детоксикации и выведения жидкости, при отечности, целлюлите.

## АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

ГЕЛЬ «БОДИ ЛИФТ АКТИВ»



4501429APROR – 630 мл  
4501430AR – 250 мл

ГЕЛЬ С ИКРОЙ И КОЛЛАГЕНОМ



4501425APROR – 630 мл  
4501426AR – 250 мл

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ГЕЛЬ "ЦЕЛЛЮГЕЛЬ"



4501818K – 200 мл